

# INFO PRODUIT



**Grosseron**  
being a part of you

**Vision**  
ENGINEERING



## VIDEO 3D - DRV VISION ENGINEERING

- Ergonomie optimisée
- Vision digitale stéréo 3D
- Résolution haute définition
- Coordination main - oeil parfaite
- Image 4 millions de pixels

Créé pour inspection et retouche, **DRV (Deep Reality Viewer)** offre les avantages d'un **stéréomicroscope** et de la **technologie numérique** en un seul système et **sans lunettes 3D**. Le **DRV-Z1** améliore le **confort** et la **productivité**.



Rapport de **zoom 10:1**  
Grossissement **6x à 186x**



**Design moderne**



**Ergonomie**

Grand écran, liberté de mouvement,  
pas besoin de lunettes spéciales.



**Vision 3D - Stéréo full HD**



Technologie **unique**