



## OFFRE PROMOTIONNELLE

Valable Jusqu'au 28 Février 2017

**3.99 € HT**  
La boîte de 100/90



### ☀ Gant Nitrile non poudré LLG



- ➔ Protection chimique catégorie III
- ➔ Adapté aux peaux irritables
- ➔ Exempt de phtalates/plastifiants et protéines de latex allergènes

Gant jetable très robuste en nitrile de conception éprouvée pour des manipulations nécessitant une bonne tactilité combinée à une haute résistance. Résistant grâce à sa formulation spéciale et une plus grande épaisseur de paroi. Solution lors d'un besoin accru de sécurité pour la manipulation de produits chimiques. Convient pour des zones soumises à des normes HACCP.



Coloris bleu - Plat à bord roulé (ambidextre) - Couche externe texturée - Couche interne non poudrée, halogénée  
Contact alimentaire - Produit médical(MDD) - EN420,374,455

Taille	S	S	M	M	L	L	XL	XL
Conditionnement	100	200	100	200	100	200	90	180
Ergo 0.14 mm		9.006371		9.006372		9.006373		9.006374
Prix € HT		7.50		7.50		7.50		7.50
Standard 0.16 mm	9.006375		9.006376		9.006377		9.006378	
Prix € HT	3.99		3.99		3.99		3.99	
Standard 0.16 mm long 300mm	6.270366		6.270367		6.270368		6.270369	
Prix € HT	5.50		5.50		5.50		5.50	
Strong 0.26 mm	9.006379		9.006380		9.006381		9.006382	
Prix € HT	6.90		6.90		6.90		6.90	

# OFFRE PROMOTIONNELLE

## Valable Jusqu'au 28 Février 2017

### \* Gant nitrile JACKSON SAFETY G29



- Haute protection
- Bi-matière
- AQL 0.65

Les gants JACKSON SAFETY G29 pour les solvants sont appropriés pour plusieurs applications, et offrent une protection optimale contre une large gamme de produits chimiques agressifs tels que le Skydrol, le Frekote, l'alcool isopropylique, sans compromettre la dextérité de ceux-ci. Les gants JACKSON SAFETY\* G29 pour les solvants offre un très bon compromis entre protection et dextérité lors de la manipulation des solvants les plus utilisés. Ils offrent également une protection contre les produits chimiques de catégorie III. Ces gants sont polyvalents et appropriés pour plusieurs applications différentes telles que la manipulation de produits chimiques, les tâches de nettoyage, les tâches d'assemblage légères et dans les cabines de peinture. Les gants JACKSON SAFETY.

G29 sont en Néoprène / Nitrile, non-poudrés, sans latex, ambidextres, avec une épaisseur de 0.22 mm et un AQL de 0.65. Les manchettes à bord roulé assurent une meilleure résistance; les extrémités des doigts sont texturées pour une meilleure préhension garantissant ainsi un confort et une protection optimum. Ils offrent une excellente résistance contre les projections de produits chimiques, s'enfilent facilement et sont polyvalents.

EN 420:2003 - PPE CAT III - EN374-3: 2003 - EN374-2:2003 - EN 388:2003

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
6470098	XS - 6	50	23.90
6470099	S - 7	50	23.90
6470100	M - 8	50	23.90
6470101	L - 9	50	23.90
6470102	XL - 10	50	23.90
6470103	XXL - 11	50	23.90

**23.90 € HT**  
La boîte de 50

### \* Gant nitrile Semperguard Xtralite non poudré



- Non poudré
- EPP catégorie III
- CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Excellente dextérité pour une manipulation aisée des instruments délicats. Extrémités des doigts texturés. Ambidextre. Manchette à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile.

**Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.**

Longueur 240 mm - intérieur lisse - couleur bleu lavande

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
1671001	S (6-7)	200	6.90
1671002	M (7-8)	200	6.90
1671003	L (8-9)	200	6.90
1671004	XL (9-10)	180	6.90

**6.90 € HT**  
La boîte de 200/180