




OFFRE PROMOTIONNELLE

Valable Jusqu'au 31 Mai 2017

Pointe Low retention Vertex™ SSI



- Certifiée sans DNase, RNase, ADN humain free
- Non pyrogène

Toutes les pointes SSI sont naturellement low-retention, cependant, la marque Vertex™ combinée à la résine NoStick® offre une meilleure qualité low-retention.

Les pointes 10µl XL, version longue permettent d'éviter l'insertion de la pipette dans le tube, et évitent ainsi les contaminations croisées.

Les EcoPac 1250µL s'adaptent aux racks de pointes de 1000µL

Pointe 10µl : graduation 2 et 10µl
 Pointe 200µl : graduation 10, 50 et 100µl
 Pointe 300µl : graduation 10, 50, 100 et 200µl
 Pointe 1000µl et 1250µl : graduation 100, 500 et 1000µl

Couleur naturelle
 *EcoPac = recharge

Volume µl	10	10 XL	20	100	200	300	1000	1250
Non stérile - Vrac par 1000	1667002	1667009			1667019	1667029	1667036	1667041
Prix € HT	9.90	5.90			7.90	10.90	9.90	9.90
Non stérile - Rack 10 x 96	1667003	1667010			1667020	1667030	1667037	1667042
Prix € HT	17.90	17.90			19.90	21.90	20.90	22.90
Non stérile - EcoPack (recharge) 10 x 96	1667006	1667013			1667025	1667033		1667045
Prix € HT	12.90	12.90			12.90	12.90		15.90
Stérile - Rack 10 x 96	1667004	1667011			1667021	1667031	1667038	1667043
Prix € HT	18.90	18.90			22.90	22.90	21.90	23.90
Stérile à filtre - Rack 10 x 96	1667005	1667012	1667022	1667023	1667024	1667032	1667039	1667044
Prix € HT	31.90	31.90	31.90	35.90	31.90	35.90	31.90	33.90
Stérile à filtre - EcoPack (recharge) 2 x 96	1667007	1667014	1667026	1667027	1667028	1667034	1667040	1667046
Prix € HT	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	9.90	8.90

☀ Pointe 5 et 10 ml SSI



- ➔ Haute précision
- ➔ Disponible en vrac, rack autoclavable ou stérile
- ➔ Avec ou sans filtre

Pointes longues, idéales pour accéder aux bouteilles, flasques de culture et tubes.

Le type indiqué dans la désignation vous permet de retrouver les compatibilités.



	5	5	5	10	10
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Filtre	Non	Non	Oui	Non	Non
Type Gilson - Rack 10 x 50 - 4411 (compatible Gilson-Rainin) Longueur = 123.03mm	1667049	1667051	1667053		
Prix € HT	39.90	46.90	199.90		
Type Eppendorf - Rack 10 x 50 - 4421 (compatible Eppendorf-Socorex-LLG) Longueur = 123.06mm	1667050	1667052	1667054		
Prix € HT	39.90	46.90	199.90		
Type 4520 - Vrac x 200 (compatible Socorex-Accumax-Biohit-Finnpipette-LLG) Longueur = 143.76mm				1667159	
Prix € HT				24.00	
Type 4521 - Rack 10 x 25 (compatible Socorex-Accumax-Biohit-Finnpipette-LLG) Longueur = 143.76mm				1667160	1667161
Prix € HT				68.00	77.00

☀ Microtube de 0.5 à 2 ml SSI



- ➔ Certifié DNase - RNase free Non pyrogène
- ➔ Polypropylène autoclavable
- ➔ Zone de marquage et zone dépolie sur le bouchon
- ➔ Zone de perçage
- ➔ Conforme pour utilisation jusqu'à ébullition

Echelle de température validée : -90°C à 121°C. Conçu pour les hautes vitesses de centrifugation (>20000g).

Echelle graduation : 100µl

Vitesse maximale (ne pas utiliser en routine) : 35000g

Assortiment = mélange de bleu, vert, orange, rouge, violet et jaune

Référence	Désignation	Volume ml	Couleur	Conditionnement	Prix €HT
1667071	Gradué	0.5	Naturel	1000	13.90
1667073	Gradué	1.5	Naturel	500	6.90
1667074	Gradué	1.5	Assortiment	500	7.90
1667076	Gradué	2	Naturel	500	7.90
1667072	Faible rétention	0.5	Naturel	500	9.90
1667075	Faible rétention	1.5	Naturel	250	7.90
1667077	Faible rétention	2	Naturel	250	7.90

☀ Microtube 5 ml SSI



- ➔ Certifié RNase, DNase, ADN free
- ➔ Parfaite option pour les volumes intermédiaires
- ➔ Graduation tous les 0.2ml et tous les 0.5ml
- ➔ Bouchon à rabat, facile à ouvrir et étanche, cape attenante
- ➔ Zone de perçage sur le bouchon
- ➔ Vitesse max : 25000g

Une grande zone d'écriture pour identification de vos échantillons. Les couleurs assorties en 4 paquets individuels. Autoclavables. Stockage à -80°C.

Compatible avec les portoirs Filpper® 1667112



Référence	Description	Conditionnement	Prix €HT
1667078	Naturel	200	19.90
1667079	Assortiment de couleur	200	24.00
1667080	Ambre, Stérile	200	24.90