

ACARTERELEC

Références: ACARTERELEC



DESCRIPTIF

Carter électrique en mélaminé CTBH de 19 mm avec chants plaques.

Chants plaques PVC coloré (choix selon notre panel de couleur).

Fermeture du carter par vis.

DIMENSIONS

Largeur 200 mm, Longueur 300 mm, Hauteur adaptée selon la hauteur de la paillasse

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ ACARTERELEC / ACARTERELEC

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*