



DOSSERET TABLETTE PVC EPAISSEUR 150MM POUR PAILLASSE

Références: ADOSSERET2

DESCRIPTIF

Dossieret tablette pour pailleasse, hauteur 150mm et profondeur 150mm

Réalisé en PVC massif épaisseur 20mm

Permet de disposer des prises, robinets, etc. en fond de pailleasse au niveau du plan de travail.

DIMENSIONS

Profondeur 50mm x hauteur 150mm x longueur à la demande

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / ADOSSERET2 / ADOSSERET2

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*