

DOSSERET TABLETTE EP.300MM POUR PAILLASSE CENTRALE

Références: ADOSSERET3



DESCRIPTIF

Dossieret tablette double pour paillasse centrale, hauteur 200mm et profondeur 300mm

La face supérieure de ce relevé est plaquée sur son chant par un PVC coloré de 2mm d'épaisseur.

Réalisé en mélaminé CTBH de 19mm d'épaisseur.

Permet de disposer des prises, robinets, etc. au centre de paillasse au niveau du plan de travail.

DIMENSIONS

Profondeur 300mm x hauteur 200mm x longueur à la demande

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / ADOSSERET3 / ADOSSERET3

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*