

ETAGERE SOUS PAILLASSE

Références: AETAGPAIL1



DESCRIPTIF

Etagère sous paillasse posée sur piètements H.

Réalisée en mélaminée CTBH épaisseur 19mm, avec longerons supports 30x30

DIMENSIONS

Profondeur selon celle du plan de travail de la paillasse—Longueur selon vos souhaits

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / AETAGPAIL1 / AETAGPAIL1

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*