

## GLACE DE PROTECTION EN VERRE

Références: AGLASPROTECT



### DESCRIPTIF

La matière de la glace de protection est en verre securit. Elle permet la protection des projections de liquide. Elle est composée d'un verre d'épaisseur 6 mm .

### DIMENSIONS

Hauteur 400 mm (voir autres dimensions sur demande pour les longueurs).

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ AGLASPROTECT / AGLASPROTECT

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*