

**PIED H**

Références: APIEDH



**DESCRIPTIF**

Pied pour paillasse en forme de H, en acier époxy blanc, avec vérins de mise à niveau.

**DIMENSIONS**

Tube de 30 x 30 mm

**MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT**

POSSEME/ APIEDH / APIEDH

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*