



PIÈTEMENT REGLABLE PAR GOUPILLE

Références: APMR1



DESCRIPTIF

Piètement de paillasse en H réglable manuellement par goupille. Hauteur standard 90cm ou PMR 80cm.

DIMENSIONS

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ APMR1 / APMR1

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*