


## ETAGERE PORTE-DOCUMENTS SOUS PAILLASSE

Références: APORTEDOC



### DESCRIPTIF

Etagère porte-documents sous paillasse réalisée en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

### DIMENSIONS

Longueur variable selon la demande du client x hauteur 150mm x profondeur 300mm

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / APORTEDOC/APORTEDOC

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*