

## POUTRELLE SURELEVEE POUR PAILLASSE CENTRALE

Références: APOUTRELLE



### DESCRIPTIF

Poutrelle caisson surélevée pour paillasse centrale largeur 300mm x hauteur 170mm montée sur des supports PVC hauteur 370mm

Possibilité de mettre divers types de fluides et énergies sur la poutrelle

### DIMENSIONS

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / APOUTRELLE / APOUTRELLE

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*