

POSTE MOBILE DE RECUPERATION

Références: ARECUP



DESCRIPTIF

Poste mobile de récupération en polypropylène blanc avec rétention.

Composé de 3 bacs 15x30 en polypropylène, équipées de vannes pour l'évacuation dans un bac de rétention en polypropylène pour réception.

DIMENSIONS

Longueur 90cm - Largeur 50cm - Hauteur 90cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / ARECUP / ARECUP

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*