

ARETDOS

Références: ARETDOS



DESCRIPTIF

Dosseret tablette en mélaminé CTBH de 19 mm avec chants plaques.

Chants plaques PVC coloré (choix selon notre panel de couleur).

Cette référence est utilisée pour la continuité du dosseret dans un angle.

DIMENSIONS

Hauteur de 20 cm, profondeur 16 cm (voir autres dimensions sur demande pour les longueurs).

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ ARETDOS / ARETDOS

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*