

ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES

Références: ARM60PPB, ARM90PPB, ARM120PPB



DESCRIPTIF

Armoire haute conformes à la norme NFX 15 202.

Réalisés en mélaminé blanc lisse CTBH d'épaisseur 19mm, avec chants colorés selon nuancier.

1 porte battante jusqu'à largeur 60cm, 2 portes au-delà.

4 étagères réglables par entraxes de 32mm posée sur taquets métalliques.

Les portes sont montées sur des charnières invisibles clipsables.

Les poignées sont en PVC blanc.

Le meuble repose sur un socle métal réalisé en tube 30x30 recouvert de peinture époxy blanche, avec 4 pieds équipés de vérins de réglage

DIMENSIONS

Profondeur 50cm—Hauteur totale 2m (1.9m + 10cm de piètement) - Longueurs de 60cm, 90cm, 1.20m

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / ARM60PPB, ARM90PPB, ARM120PPB / ARM60PPB, ARM90PPB, ARM120PPB

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*