

ROULETTE POUR PAILLASSE

Références: AROULETTES



DESCRIPTIF

Roulettes pivotantes pour pailleasse

Jeu de 4 roulettes : 2 roulettes simples + 2 roulettes avec frein

Charge maxi par roulette : 70Kg

Roulette en caoutchouc, monture en acier zingué

DIMENSIONS

Diamètre de roue 75mm—Hauteur de l'ensemble 100mm—Largeur roue 21mm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

GUITEL / AROULETTES / 313907 (x2) + 313927 (x2)

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*