

TABLETTE COULISSANTE SUPPORT CLAVIER SOUS PAILLASSE

Références: ATABLINFO, ATABLINFO1



DESCRIPTIF

Support de clavier coulissant en mélaminé CTBH de 19mm.

DIMENSIONS

Longueurs 675mm/ Profondeur 220mm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ ATABLINFO, ATABLINFO1 / ATABLINFO, ATABLINFO1

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*