


TABLE ANTIVIBRATOIRE A INCORPORER

Références: ATAV2



DESCRIPTIF

Table antivibratoire sur ossature incorporée dans le plan de travail.

Elle est composée d'un châssis support réalisé en tube 30 x 30 mm recouvert d'une peinture époxy de couleur blanche avec vérins de mise à niveau. Et d'un marbre de dimensions 600 x 450 mm (voir autres dimensions sur demande). Supporté par quatre tampons.

DIMENSIONS

600 x 450 mm (voir autres dimensions sur demande).

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME/ ATAV2 / ATAV2

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*