

PLATEAU VERRE POUR PAILLASSE

Références: AVERREEMAIL1, AVERREEMAIL2



DESCRIPTIF

Plateau verre trempé émaillé sur couche inférieure.

AVERREEMAIL1 : Plateau sans trous ni découpes

AVERREEMAIL2 : Plateau avec trous et/ou découpes

DIMENSIONS

Epaisseur 6mm; longueur et largeur selon besoin du client

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / AVERREEMAIL1, AVERREEMAIL2 / AVERREEMAIL1, AVERREEMAIL2

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*