

CABINE ECLIPSABLE D'ANALYSE SENSORIELLE

Références: CABE080S, CABE090S, CABE100S, CABE110S, CABE120S (desserte)

Références: CABE080M, CABE090M, CABE100M, CABE110M, CABE120M (sans desserte)



DESCRIPTIF

Cabine éclipable pour analyse sensorielle.

Modèle polyvalent permettant à ses cloisons de s'éclipser dans le plan de travail. La salle d'analyses peut ainsi devenir une salle de réunion ou de formation.

Cabine réalisée en mélaminé blanc.

Diverses options possibles (éclairage, électricité, crachoir, robinet, appel optique, etc.)

Possibilité de desserte et passe-plat

DIMENSIONS

Longueur variable de 800 à 1200mm (par intervalle de 100mm) x profondeur 1020mm (avec desserte) x hauteur variable entre 900 et 1450mm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CABE080S à CABE120S—CABE080M à CABE120M / CABE080S à CABE120S—CABE080M à CABE120M

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*