

## CABINE FIXE D'ANALYSE SENSORIELLE

Références: CABF080S, CABF090S, CABF100S, CABF110S, CABF120S (desserte)

Références: CABF080M, CABF090M, CABF100M, CABF110M, CABF120M (sans desserte)



### DESCRIPTIF

Cabine fixe pour analyse sensorielle.

Respecte la norme AFNOR et NF ISO 8589

Cabine réalisée en mélaminé blanc.

Diverses options possibles (éclairage, électricité, crachoir, robinet, appel optique, etc.)

Possibilité de desserte et passe-plat

### DIMENSIONS

Longueur variable de 800 à 1200mm (par intervalle de 100mm) x profondeur 1020mm (avec desserte) x hauteur 1450mm

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CABF080S à CABF120S—CABF080M à CABEF120M / CABF080S à CABF120S—CABF080M à CABEF120M

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*