

PLAN TRAVAIL CABINE PVC RECOUVERT STRATIFIE COMPACT

Références: CACCOMPACT



DESCRIPTIF

Cette option pour cabine d'analyses sensorielles, remplace le plan de travail classique en mélaminé par un PVC M1 blanc revêtu d'un stratifié compact épaisseur 6mm.

Cette option permet l'utilisation et les tests dans les cabines de produits pouvant être corrosifs, tâchant, humides sans pour autant abîmer le plan de travail.

DIMENSIONS

Longueur variable selon la largeur de la cabine (entre 80cm et 1.20m)

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CACCOMPACT / CACCOMPACT

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*