

TABLE DE MIRAGE POUR CABINE D' ANALYSES SENSORIELLES

Références: CACMIRAGE



DESCRIPTIF

Table de mirage encastrée avec verre dépoli

Rétro éclairage par néons

Permet le contrôle visuel de divers éléments tel que les liquides, vins,...

DIMENSIONS

Longueur 30cm x largeur 20cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CACMIRAGE / CACMIRAGE

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*