

COMM. POUSSOIR POUR CABINE D'ANALYSE SENSORIELLE

Références: CACROB2



DESCRIPTIF

Commande par bouton poussoir actionnant une électrovanne.

Cette dernière déclenchant un anneau de ruissellement intégré au crachoir

Débit et durée d'écoulement pré réglables

Electrovanne CEME type ESM série 86

Bouton poussoir LEGRAND Osmoz bleu

DIMENSIONS

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CACROB2 / CACROB2

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*