

TABLETTE RABBATABLE POUR CABINE ANALYSE SENSORIELLE

Références: CACTABLETTE



DESCRIPTIF

Tablette rabattable sous plan de travail

Montée sur coulisses métallique peinture époxy blanche

Réalisée en mélaminée CTBH blanc épaisseur 16mm

Chant coloré PVC bleu

DIMENSIONS

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CACTABLETTE / CACTABLETTE

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*