

## CRACHOIR INOX POUR CABINE D'ANALYSE SENSORIELLE

Références: CACUV200I, CACUV250I, CACUV200IR, CACUV250IR



### DESCRIPTIF

Crachoir inox pour cabine d'analyse sensorielle.

Modèle CACUV200I : Crachoir simple diamètre 200mm avec bonde et siphon.

Modèle CACUV250I : Crachoir simple diamètre 250mm avec bonde et siphon.

Modèle CACUV200IR : Crachoir diamètre 200mm avec anneau de ruissellement

Modèle CACUV250IR : Crachoir simple diamètre 250mm avec anneau de ruissellement

Les modèles simples doivent être couplés avec un robinet classique (réf. CACROB1, CACROB3 à CACROB6); les modèles à anneau de ruissellement s'accompagnent d'une commande par bouton poussoir + électrovanne (réf.CACROB2)

### DIMENSIONS

Diamètre 200mm ou 250mm, profondeur 105mm

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CACUV200I, CACUV250I, CACUV200IR, CACUV250IR / CACUV200I, CACUV250I, CACUV200IR, CACUV250IR

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*