


CUVES GRES

Références: CUV011-CUV021-CUV031-CUV041


CUVE 15 x 30
REF : 76216




CUVE 30 x 30
REF : 76217



CUVE 45 x 45
REF : 76219



CUVE 45 x 60
REF : 76220



DESCRIPTIF

Cuve céramique blanche à encastrer bords à bords.

Porosité de la surface nulle, résistance à l'abrasion, résistance aux charges jusqu'à 180Kg, résistance aux acides les plus agressifs, résistance aux chocs thermiques, résistance aux alcalins à chaud.

Siphon polypropylène \varnothing 40mm

DIMENSIONS

Épaisseur de l'émail 1 à 1.2mm

Dimensions diverses (cf. ci-dessus)

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

SANIFIRST/ CUV011-CUV021-CUV031-CUV041 / 76216-76217-76219-76220

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*