



CUVE POLYPROPYLENE PMR

Références: CUV02PMR, CUV03PMR, CUV04PMR

DESCRIPTIF

Cuves pour paillasse en polypropylène basse densité pour utilisation par personne à mobilité réduite.

Sortie de diamètre extérieur 40mm fileté en pas d'artillerie.

Existent en plusieurs coloris : Noir, Blanc, Gris

Livrée avec bonde, grille amovible et siphon. Sans trop-pleins

	Format	Longueur	Longueur utile	Largeur	Largeur utile	Profondeur
CUV02PMR	300x300	350	290	350	290	80
CUV03PMR	450x450	456	380	456	380	80
CUV04PMR	450x600	610	540	457	385	80

DIMENSIONS

Dimensions dans tableau ci-dessus

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CUV02PMR, CUV03PMR, CUV04PMR / CUV02PMR, CUV03PMR, CUV04PMR

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*