

CUVE RESINE DE SYNTHESE

Références: CUV012, CUV022, CUV032, CUV042

	Format	Longueur	Largeur	Profondeur
CUV012	150x300	150	300	100
CUV022	300x300	300	300	200
CUV032	400x400	400	400	300
CUV042	400x550	400	550	300



DESCRIPTIF

Cuves pour paillasse réalisées en résine de synthèse

Livrées avec bonde et siphon. Elles ne possèdent pas de trop-pleins

Coloris blanc.

Sortie de diamètre extérieur 40mm fileté en pas d'artillerie.

DIMENSIONS

Dimensions dans tableau ci-dessus

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CUV012, CUV022, CUV032, CUV042 / CUV012, CUV022, CUV032, CUV042

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*