

CVES POLYPROPYLENE POUR PAILLASSE

Références: CUV01, CUV02, CUV03, CUV04, CUV05, CUV06

	Format	Type	Long.	Long. utile	Larg.	Larg. utile	Prof. utile
CUV01	150x300	Cuve simple	303	250	150	100	91
CUV02	300x300	Cuve simple	350	290	350	290	195
CUV03	450x450	Cuve simple	456	380	456	380	210
CUV04	450x600	Cuve simple	610	540	457	385	310
CUV05	450x900	Cuve double	908	2 x 388	456	2 x 388	206
CUV06	450x1200	Cuve double	1215	2 x 541	457	2 x 388	306



DESCRIPTIF

Cuves pour paillasses en polypropylène basse densité.

Sortie de diamètre extérieur 40mm fileté en pas d'artillerie.

Existent en plusieurs coloris : Noir, Blanc, Gris

Livrée avec bonde, grille amovible et siphon.

Les cuves CUV03 à CUV06 sont équipées de trop-pleins.

DIMENSIONS

Cf. tableau ci-dessus

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

POSSEME / CUV01, CUV02, CUV03, CUV04, CUV05, CUV06 / CUV01, CUV02, CUV03, CUV04, CUV05, CUV06

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*