



Grosseron <i>Collection</i>	<u>FILTRE DESSICCATEUR FIBRE VERRE HYDROPHILE 90 MM</u>
Applications	Un filtre sans liant à haute efficacité pour application analytique
Grammage (g/m²)	78.12
Epaisseur (mm)	0.457
DOP test 0.3 µm @ 0.051m/s	0.008%
Résistance au flux d'air @ 0.051m/s	0.053 Psi
Résistance à l'étirement (kg/m)	53.57
Etirement à sec	3%

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.