



FICHE TECHNIQUE

Réf. 0700486

•DESIGNATION

- Papier filtre standard
- Matière: 100% cellulose
- Liant: résine agréée FDA
- Diamètre 47mm
- Boîte de 100 filtres

•APPLICATIONS

- Papier pour tous travaux de laboratoires (écoles, lycées)
- Protection de paille
- Sulfure d'étain et de potasse
- Lessive de soude
- Hydroxyde de cobalt et de cadmium...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	73	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,16	mm	
Vitesse de filtration	{ 35	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	5-13	µm	
Résistance à l'éclatement	>195	kPa	
Taux de cendres	0.06 %		DIN 53138