



Grosseron <i>Collection</i>	MEMBRANE DE FILTRATION
Référence	0700609
Désignation	Membrane filtrante en ester de cellulose – blanc uni
Applications	- Filtration des eaux - Analyses microbiologiques - Analyses gravimétriques et qualitatives des particules - Détermination des protéines - Identification des acides nucléiques - Préfiltration et clarification des échantillons
Seuil de rétention (µm)	5
Matière	Ester de cellulose mixte
Caractéristiques	Surface lisse et plane Hydrophile
Débit (mL/min/cm²)	280-350
Diamètre (mm)	47
Epaisseur (µm)	120-170
Conditionnement	100
Couleur	Blanc uni
Stérilité	Non

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.