

FICHE TECHNIQUE

0007013/1007013

NUMERO DE PRODUIT
0007013/1007013

UNITES
200 unités par caisse

DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit de prélèvement stérile fait d'un sac facilement ouvrable contenant une chiffonnette imbibée de solution d'eau distillée à 10% de neutralisant.

COMPOSITION DE LA SOLUTION SOLUTION D'EAU DISTILLÉE A 10% DE NEUTRALISANT

<i>Produits</i>	<i>g/L</i>
<i>Tween 80</i>	<i>3</i>
<i>Phosphate de sodium dibasique (anhy) Na₂HPO₄</i>	<i>3.99</i>
<i>Thiosulfate de sodium Na₂S₂O₃-5(H₂O)</i>	<i>0.78</i>
<i>Lecithine de soya</i>	<i>0.3</i>
<i>L-Histidine</i>	<i>0.1</i>
<i>pH de la solution ajusté à 7.20</i>	

SPÉCIFICATIONS

<i>Solution</i>	<i>Solution d'eau distillée à 10% de neutralisant</i>
<i>Volume de solution</i>	<i>13 mL</i>
<i>Méthode de stérilisation</i>	<i>Irradiation gamma</i>
<i>Composition de la chiffonnette</i>	<i>55% Cellulose/ 45% polyester</i>
<i>Dimensions de la chiffonnette</i>	<i>9" x 9" (23 x 23 cm)</i>
<i>Dimension du sac</i>	<i>7" x 12" (17.8 x 30.5 cm)</i>
<i>Date de péremption</i>	<i>24 mois</i>

T : 450-649-7343

www.labplas.com

F : 450-649-3113

labplas@labplas.com