

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

Sorte Grade	:	589/2
Gewicht Weight	:	85 g/m²
Dicke Thickness	:	0,18 mm
Naßfestigkeit Wet strength	:	> 600 mm Wassersäule mm Water column
Herzberg Test Herzberg test	:	155 s*
Aschegehalt Ash content	:	≤ 0,01 %
Kieselsäure Silicic acid	:	≤ 0,01 %
Eisen Iron	:	≤ 1 mg/100 g
Kupfer Copper	:	≤ 0,5 mg/100 g
Harze und Fette Resin and fat	:	≤ 50 mg/100 g

*** Gemessen mit 50mm Wassersäule.**
Measured with 50mm water column.

Die angegebenen Werte verstehen sich als typische Mittelwerte.
All indicated data to be understood as typical average values.

Die Prüfbedingungen und Definitionen sind dem Hauptkatalog zu entnehmen.
For definitions and testing conditions please refer to the catalog.