

FICHE TECHNIQUE



Rouleaux de coton ECRU



MATIERE

- 100 % coton écreu hydrophobe
- Coton de diverses origines en fonction des récoltes mais qui présente des caractéristiques similaires, à savoir :
Mic. : 3.8-4.9 (diam fibre + maturité)
Longueur fibre : 1.1/16 soit 27mm
SF : 8-11% (taux de fibre courte)
Res gram/tex : 28-30
Elasticité : 5.7-6.0%
Rd brillance : 31-1 – 42-2 (strict middling a stric low middling)
- Conforme à la Pharmacopée Européenne
- Conforme à la norme européenne REACH
- Analyses de la biocontamination sur demande
- Décontamination sur demande à partir de 16 palettes (24 cartons/palette)

INFOS PRODUIT

- Largeur standard : 20 cm
- Poids standards : 500 gr et 1000 gr
- Longueurs standard : +/- 3,5 m pour 500g et +/- 7 m pour 1000g
- Epaisseur de la nappe : +/- 675 g/m²
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Dispositif médical de classe I à usage unique
- Tolérance générale : +/- 10 %
- Quantité minimum de 15 palettes ou selon le stock disponible

EMBALLAGE

- Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l'humidité
- Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
- Dimensions carton export : 40x40x45 cm, double cannelure
- A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS STANDARDS

Référence	Description	Poids/ Sachet	Sachets/ Carton	Cartons/ Palette
RO500GNAR20	Rouleau d'ouate hydrophobe écreu 500 gr	500 gr	20	30
RO1000GNAR20	Rouleau d'ouate hydrophobe écreu 1000 gr	1000 gr	9	30

ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69