

FICHE TECHNIQUE

TC54472 ALCOOL ETHYLIQUE 99° EURO DENATURANT Reg UE 2017/1112

REV.04 - 25/06/2020

Nom produit	ALCOOL ETHYLIQUE 99° EURO DENATURANT Reg UE 2017/1112
Code produit	TC54472
Formule - m.m. - C.A.S.	C2H5OH - 46,07 - 64-17-5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Appearance	Liquide clair incolore
Odeur	Typique
Densité à 20°C	0,789 – 0,795
Teneur en alcool	99 – 100% v/v
Dénaturation conformément au Règlement UE 1112/2017 du 22/06/2017 Pour 100 litres anhydres d'alcool éthylique : Méthyléthylcétone 1 litre Alcool isopropylique 1 litre Benzoate de dénatonium 1 gramme	
CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR INFORMATIQUE ÉLECTRONIQUE ET DONC NON SIGNÉ	