

FT902010

Date : 03.2016

FICHE TECHNIQUE SABLE DIT « DE FONTAINEBLEAU »

UTILISATION

Pour la détermination de la matière sèche

CONDITIONNEMENTS

5 KG
10 KG
25 KG

CODES

9020101
9020102
9020103

EMBALLAGES

Seau PEHD
Seau PEHD
Seau PEHD

CARACTERISTIQUES

Séché à l'air
Particules < à 500 µm
Non lavé à l'acide.
Couleur : blanc
Odeur : sans

Composition chimique type

SiO₂sup..à 98,74 %
Fe₂O₃moy..à 0,035 %
Al₂O₃moy..à 0,654 %
TiO₂moy..à 0,108 %
CaOmoy..à 0,009 %
K₂Omoy..à 0,448 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)2,65
dureté (Mohs) 7
pH # 7
densité apparente sable sec 1,5
surface spécifique ("G F") NC
coefficient d'angulosité ("G F") 1,1
perte au feu (à 1000°C) 0,12%
résistance pyroscopique (SFC ISO R528) ...1750 °C

CONSERVATION

A température ambiante à l'abri de l'humidité

NI NUMERO DE LOT NI DATE DE PEREMPTION

Pas de limite de durée de conservation