

## Bleu de méthylène pour bactériologie

Code produit : **311010**

### Spécifications :

• Aspect :	Poudre vert foncé
• Perte à la dessiccation à 80 °C :	≤ 9.0 %
• Maximum d'absorption dans le méthanol :	652 nm ≤ λ ≤ 654 nm
• Coefficient d'extinction spécifique :	2640 - 3120
• Cendres sulfuriques :	≤ 4.8 %
• pH à 1% dans l'eau :	5.0 - 9.0

### Applications :

Réactif de laboratoire, applications en bactériologie, parasitologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 18/04/2013