

| | |
|---|---------------------------|
| FICHE TECHNIQUE | |
| TC69600 POTASSIUM CHLORURE 3M saturée de AgCl | |
| REV. 0 - 13/05/1996 | Méthode de contrôle MC409 |

| | | |
|--|--|--|
| Nom du produit | POTASSIUM CHLORURE 3M saturée de AgCl | |
| Code du Produit | TC69600 | |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE | | |
| Aspect | Liquide transparent incolore | |
| Titre (KCl) | 2,97-3,03 M | |
| <p>The reported value is traceable through a chain of comparisons to the Standard Reference Material 999c of the National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)</p> | | |
| DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ | | |