

FICHE TECHNIQUE	
TC31400 POTASSIUM PERMANGANATE 0,1N=N/10=0,02M	
REV. 3 - 23/12/2020	Méthode de contrôle MC171

Nom du produit	POTASSIUM PERMANGANATE 0,1N=N/10=0,02M
Code du Produit	TC31400
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent violet
Facteur de titrage	0,995-1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Standard Reference Material 8040 du National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	