

| <b>FICHE TECHNIQUE</b>                      |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| TC43400 ACIDE SULFURIQUE d=1,820 sel.GERBER |                          |
| REV. 2 - 08/10/2018                         | Méthode de contrôle MC59 |

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom du produit                                 | <b>ACIDE SULFURIQUE d=1,820 sel.GERBER</b> |
| Code du Produit                                | <b>TC43400</b>                             |
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE</b>                |                                            |
| <b>Aspect</b>                                  | Liquide transparent incolore               |
| <b>Densité à 15°C</b>                          | 1,820-1,825 g/ml                           |
| <b>Titre</b>                                   | 90,5 - 91,8 % p/p                          |
|                                                |                                            |
| DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ |                                            |