

FICHE TECHNIQUE	
TC33800 SODIUM HYDROXYDE 0,25N=N/4=0,25M	
REV. 3 - 29/10/2021	Méthode de contrôle MC360

Nom du produit	SODIUM HYDROXYDE 0,25N=N/4=0,25M
Code du Produit	TC33800
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons aux Standards Reference Material 84j du National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	