

FICHE TECHNIQUE	
TC23900 ACIDE EDTA SEL DISODIQUE 0,01M=0,02N	
REV. 0 - 29/04/2021	Méthode de contrôle MC38

Nom du produit	ACIDE EDTA SEL DISODIQUE 0,01M=0,02N
Code du Produit	TC23900
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Standard Reference Material 682 du National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	