

FICHE TECHNIQUE	
TC23850 ACIDE EDTA SEL DISODIQUE 0,05M=0,1N	
REV. 3 - 18/09/2023	Méthode de contrôle MC39

Nom du produit	ACIDE EDTA SEL DISODIQUE 0,05M=0,1N
Code du Produit	TC23850
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Standard Reference Material 682 du National Institute of Standards and Technology (NIST - USA - www.nist.gov)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	