

FICHE TECHNIQUE	
TC16800 ACIDE SULFURIQUE 0,2N=N/5=0,1M	
REV. 3 - 13/12/2022	Méthode de contrôle MC415

Nom du produit	ACIDE SULFURIQUE 0,2N=N/5=0,1M
Code du Produit	TC16800
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	