

FICHE TECHNIQUE	
TC29170 POTASSIUM HYDROXYDE 0,1N=N/10=0,1M en ÉTHANOL	
REV. 2 - 19/03/2002	Méthode de contrôle MC186

Nom du produit	POTASSIUM HYDROXYDE 0,1N=N/10=0,1M en ÉTHANOL
Code du Produit	TC29170
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 60357 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	