

FICHE TECHNIQUE	
TC12400 ACIDE CHLORHYDRIQUE 5N=5M	
REV. 2 - 13/11/2023	Méthode de contrôle MC31

Nom du produit	ACIDE CHLORHYDRIQUE 5N=5M
Code du Produit	TC12400
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	