

FICHE TECHNIQUE	
TC76800 WIJS réactif pour l'indice d'iode 0,2N=0,1M	
REV. 5 - 08/03/2021	Méthode de contrôle MC1579

Nom du produit	WIJS réactif pour l'indice d'iode 0,2N=0,1M
Code du Produit	TC76800
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent jaune-brun
Facteur de titrage	0,994 - 1,006
<p>La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 42019 de l'Institut fédéral de recherche et d'essai des matériaux (BAM - Allemagne - www.bam.de)</p>	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	