

FICHE TECHNIQUE	
TC11800 ACIDE CHLORHYDRIQUE 1N=N/1=1M	
REV. 1 - 29/05/2001	Méthode de contrôle MC27

Nom du produit	ACIDE CHLORHYDRIQUE 1N=N/1=1M
Code du Produit	TC11800
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent incolore
Facteur de titrage	0,995 - 1,005
La valeur trouvée fait référence par une chaîne de comparaisons au Reference Material 93440 du Federal Institute for Material Research and Testing (BAM – Allemagne – www.bam.de)	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	